

Medical



1200W+1800W high power handle
14-inch 4K HD large screen
755nm+808nm+1064nm
Painless permanent hair removal

Diode Laser

Yeni tıbbi diyot lazer epilasyon makinesi

14 inç 4K HD geniş ekran

1200W1800W yüksek güçlü tıbbi cihaz

Kulp tasarımı daha teknolojidir

Sap, daha küçük ve daha hafif olan yaklaşık 350g ağırlığındadır.

12 * 24mm 12 * 36mm nokta, farklı parçaların tedavi ihtiyaçlarını tam olarak karşılar

Machine Display



1. Epilasyon için daha güçlü, daha hızlı, daha akıllı ve en önemlisi ağrısız yaklaşım.
2. 755nm, 808nm, 1064nm Diyot Lazer epilasyon makinesi
3. TEC soğutma sistemi, 1 dakika soğutma kolu



Before and After

Treatment comparison



Cilt rengini, şekeri, saç rengini bozmadan %100 etkili cihaz. Daha fazla uygulama detayı için lütfen danışınız!